

10133

Hygieniskt Vaggupphang, gummibandshallare singelmodul, 82 mm, Blå



Gummibandshållare för redskap med en diameter på 28-33 mm. Hållaren fästs på den medföljande basenmodulen genom att skjutas på från sidan och demonteras enkelt vid rengöring eller byte.

Tekniska data

Artikelnummer	10133
Håller produkter mellan	25 - 34 mm
Material	Polypropylen TPE Gummi Polyamid
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Användning av ftalater och bisfenol a	Nej
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
Design Registration No.	EU 008195606-0001-12
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	375 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	75 Stk.
Produkt Längd	82 mm
Produkt Bredd	87 mm
Produkt Höjd	48 mm
Nettovikt	0,08201 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE))	0,004 kg
Vikt kartong	0,0232 kg
Tare total	0,0272 kg
Bruttovikt	0,11 kg
Kubikmeter	0,000342 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)	40 °C
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. användare temperatur ³	0 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
Återvinnings symbol "5", Polypropen (PP)	Nej
GTIN-13 nummer	5705022030008
GTIN-14 nummer	15705028029997
Tull nummer	39241000

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius